

La propiedad de Capa de laboratorio de PP blanca y desechable

Todos toalla de algodón están hechos de materiales de la más alta calidad, que proporcionan una excelente protección y comodidad superior:

1. tamaño: S-5xl o personalizado
2. Hecho de no tejido material, respirable y cómodo, limpio y sanitario.
3. Conveniente y liviano, fácil de llevar a cabo.

La especificación de Capa de laboratorio de PP blanca y desechable

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | Capa de laboratorio de PP blanca y desechable |
| Material | páginas |
| Estilo | De punto collar y puños de punto, con bottonS y bolsillos |
| Tamaño | S-5xl |
| Color | azul |
| embalaje | 5pcs/caja, 10 bolsas/CTN |
| diseño de embalaje | Toda la impresión interna de caja y cartón puede ser como su diseño |
| Moq | 5000 pcs |
| Muestra | se puede suministrar de forma gratuita para su comprobación de calidad dentro de 2 días |
| Forma de pago | T/T, PayPal, Western Union, L/c, d/a, d/p, depósito en garantía |
| El tiempo de entrega | Capacidad: 10,000pcs/día, 1*40HQ se pueden terminar dentro de 20-25 días; |
| Puerto de fob | Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou |

La imagen de Capa de laboratorio de PP blanca y desechable





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

