

Proveedores de Desechable protector de laboratorio no tejido Color negro Proveedores

- 1, muestra gratis.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
- 2, pequeña orden aceptable;
- 3, L / C, T / T, D / P términos disponibles;
4. FOB, CNF, CIF, EXW términos disponibles;
- 5, precio competitivo y estable porque somos fábrica.
- 6, productos calificados. La inspección de productos de la tercera parte es aceptable.
- 7, servicio de OEM. Más opciones en material, patrón, tamaño y embalaje;
- 8, entrega oportuna. El mejor tiempo de entrega es 25-30 Día para un contenedor 40HQ.
- 9, servicio de exportación profesional. Documentación, despacho, transporte marítimo, todo en uno.
- 10, buen servicio post-venta. ¡Nos encargamos de las quejas, ya que nos gustaría ser su proveedor a largo plazo!

Especificación de la capa de laboratorio no tejida color negro

Nombre	Proveedores de Desechable protector de laboratorio no tejido Color negro Proveedores
tamaño	Los tamaños S-5XL están disponibles, tamaño regular. S: 98x118cm, M: 103x123cm, L: 107x128cm, XL: 110x134cm, XXL: 117x140cm. (Fabricación según las muestras y especificaciones del cliente)
Material	PP45g
Estilo	Soporte de cuello, Cremallera frontal, Puños elásticos
Color	negro
Solicitud	Médico y & salud / hogar / laboratorio
Característica	Durable, respetuoso del medio ambiente, no tóxico, transpirable y flexible
	Anti-alcohol, anti-sangre, anti-aceite
	A prueba de agua, prueba de ácido, prueba de álcali
MOQ	5000 PCS
Muestra	puede proporcionar dentro de 2days
Plazo de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, Paypal
El tiempo de entrega	Un contenedor de 40hq puede ser terminado dentro de 20-30days.



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

