

1. Protección de PP Vestidos quirúrgicos no estériles

Está hecho de material de polipropileno hidrofóbico, libre de látex; Resistente a la abrasión; Linta baja; Con un alto nivel de repelencia de fluidos.

Color: blanco, verde, azul, amarillo, naranja, etc.

Peso del material: 30-65GSM.

2. PAP + PE PROTECTOR PROTECCIÓN NONERILE DIRO DIRO

Está hecho de SMS material, libre de látex; Resistente a la abrasión; Repelente de líquido y alcohol completamente impermeable.

Color: Blanco, Azul.

Peso del material: 40-65GSM.

3. PROTECCIÓN DE SMS Vestidos quirúrgicos no estériles (estándar y reforzado):

Está hecho de material SMS / Spunlace hidrofóbico, libre de látex; Resistente a la abrasión; Linta baja; Con un alto nivel de repelencia de fluidos; Una buena barrera para la sangre, los fluidos corporales y los patógenos.

Con StarnDard y estilo reforzado. Estilo reforzado con refuerzo de protección adicional en manga y pecho que puede ser un repelente de líquido y alcohol completamente impermeable.

Color disponible: blanco, azul.

Peso del material: 35-65GSM.

Lazo en / velcro en el cuello, manguito elástico / cortada, estándar o reforzado.

| | |
|----------------------|---|
| Nombre | Desechable SMS vestidos |
| Material | SMS, SMM, |
| Estilo | Ate On / Velcro en el cuello, manguito elástico / cortada, estándar o reforzado |
| Tamaño | S-5xl |
| Color | blanco, verde, azul, amarillo, rosa, rojo, gris, negro, etc. |
| embalaje | 10pcs / caja, 10 bolsas / CTN o 1 PC / bolsa, 50 piezas / bolsa |
| diseño de embalaje | Toda la caja interna y la impresión de cartón pueden ser como su diseño. |
| Moq | 5000 pcs |
| Muestra | Se puede suministrar gratis para su control de calidad dentro de 3 días. |
| Forma de pago | T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW, |
| El tiempo de entrega | Capacidad: 10,000pcs / día, 1 * 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días; |
| Puerto fob | Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou |