

la propiedad de Abrigo de laboratorio SMS desechable

todos toalla de algodón> están hechos de los materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:

- 1.SIZE: S-5XL o personalizado
2. Hecho de no tejido Material, respirable Y Cómodo, limpio y sanitario.
3. 3. Conveniente y ligero, fácil de llevar a cabo.

la especificación de Desechable SMS bata de laboratorio

Nombre

Desechable SMS bata de laboratorio

material

SMS

estilo

Punto Puños de collar y tejido, con Bottonss y bolsillos

Tamaño

S-5XL

Color

azul

Embalaje

5pcs / caja, 10 bolsas / CTN

Diseño de embalaje

Toda la caja interna y la impresión de cartón pueden ser como su diseño

MOQ

5000 PCS

Muestra

Puede suministrarse gratis para su control de calidad dentro de 2 DÍAS

PAGO DE PAGO

T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,

Tiempo de entrega

Capacidad: 10,000pcs / día, 1 * 40HQ se puede terminar dentro 20 -25 DÍAS;

Puerto FOB

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[la imagen de Desechable SMS bata de laboratorio](#)







