

Todas tapas están fabricados con materiales de la más alta calidad, proporcionando una excelente protección y una comodidad superior:

- Los materiales que no desprenden pelusa son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- Las capas de construcción altamente transpirables se mantienen frescas, incluso durante casos largos
- Varios estilos se pueden personalizar de acuerdo con sus diferentes requisitos

Tela Material	Material de PP
Estilo	Espaciogorra, concaramáscara
Dimensiones tamaño	X-3XL
Tela wocho	30-60g, Cdebería ser como lo pediste
Color	Color azul
Certificado	ISO13485, FDA
MOQ:	100000 pcs
Diseño de embalaje	puede ser como tu diseño
Embalaje	100 piezas / 1000 piezas / cajao como su requisito
Capacidad	60.000PC por día
El tiempo de entrega	7-30 días
Aplicaciones	laboratorio, industria de alimentos, taller libre de polvo,hospital

La imagen de Tapa de espacio desechable con máscaras para proveedores médicos de fábricas de alimentos