

Product details

información de sábanas desechables para la clínica

- 1) Material: tela no tejida,PÁGINAS,SMS,microporosa
- 2) gramo de peso: 15-100gsm
- 3) Color: Blanco, azul, amarillo, verde o etc.
- 4) Tamaño: 200cm * 120cm / 200cm * 90cm / 180cm * 120cm / 180cm * 90cm / 90 * 60cm , O como sus requisitos
- 5) Estilo: elástica en dos extremos, o elástico en las cuatro esquinas

embalaje de sábanas médico desechable PP

B
E
ñ
b
a
e
a
t
é
t
e
r
i
p
a
p
e
l
b
o
l
s
a
d
e
p
l
á
s
t
i
c
o
,
5
p
a
g
c
s
/
C
T
N


R
P
O
A
S
P
A
G
G
B
P
A
G
C
S
/
C
T
N

O
b
s
e
r
v
a
c
i
ó
n
:
t
o
d
o
s
p
u
e
d

SPolítica de amplia hoja médica para la cama

- 1) La muestra según su dibujo de estudio. Tiempo de muestreo: 3-5 días.
- 2) ELas muestras xistentes tiempo de muestreo: 1day
- 3) Hacer que la producción en masa después de su confirma la muestra.
- 4) La muestra es gratuita.

Product display



The regular shipment way



The happy time with customers



FAQ

Q: 1. ¿Cuál es su capacidad de producción para su gran gama de producto?

R: Cara capacidad de máscara: 1000,000 piezas / día.

Bata, batas quirúrgicas, bata de laboratorio, cama de hojas de capacidad: 10.000 piezas / día.

Tapas de capacidad: 200.000 piezas / día. Cada 1 * 40HQ puede acabar en el plazo de 1 semana.

Q: 2. ¿Cuál es su MOQ de cada producto?

R: Cara máscara / tapas / cubiertas del zapato / mangas del brazo cada MOQ: 50.000 piezas.

Ropa y las sábanas MOQ: 5000 piezas