

todos tapa de arranque están hechos de los materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:

- Los materiales que no deuda son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- Varios estilo se pueden personalizar de acuerdo con su requisito diferente.

Tela MATERIAL

Microporoso

Estilo

Con elástico en el tobillo

Dimensiones S IZE

40 * 50 cm se puede personalizar de acuerdo a su solicitud

Tela W OCHO

50-60g, C Ould SER Como su solicitud

color

el color blanco

Certificado

ISO13485, FDA, Ce

MOQ:

10000 PCS

Diseño de embalaje

Puede ser como su diseño

Embalaje

100pcs / bolsa, 1000 pcs / cartón, o Como su requisito

Capacidad

60,000 PCS por día

El tiempo de entrega

7-30 días

APLICACIONES

Laboratorio, clínica, Industria alimentaria, Taller sin polvo,hospital

La imagen de Cubra de arranque desechable Fabricante médico







