

Descripción del producto

Proveedores de mascarilla facial de alta filtración de protección de bucle de oído antivirus no tejido desechable de 3 capas

hecho de 3 capas, las capas interior y exterior son de PP no tejido, la capa intermedia es de papel de filtro 99 de alto estándar. Con estilo Ear-loop.

Ventajas

1.Directamente fabricante, ISO CE FDA certificado mascarilla quirúrgica desechable no tejida de 3 capas, cualquier color.

2.ISO, CE, FDA, BFE> 99%, estándar tipo II / tipo IIR.

3.Capacidad: 1000,000pcs / day, 1 * 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días;

4.Laxet free, easy aliento, ecológico, diseño de embalaje OEM, servicio en 24 horas.

5.Agradable para la piel, hipoalergénico, cómodo, alta transpirabilidad, sin fibra de vidrio, sin látex

Especificaciones

Material	3 capas, PP no tejido 25g + filtro 25g + pp no tejido 25g
Característica	Agradable para la piel, hipoalergénico, cómodo, alta transpirabilidad, sin fibra de vidrio, sin látex
Estilo	Orejas elásticas (sin látex)
Talla	17,5x9,5 cm (adulto)
Color	blanco, verde, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, morado, rojo, verde manzana, negro (todos los colores pueden estar disponibles)
embalaje	No estéril: 50 piezas / caja, 2000 piezas / caja o 1000 piezas / caja
diseño de embalaje	Toda la impresión de cajas y cartones interiores puede ser como su diseño
tamaño del cartón	Los 52x38x30cm
Aplicaciones	personal médico clínico hospitalario y pacientes. Taller libre de polvo, laboratorio, industria alimentaria, fabricación electrónica, etc.
MOQ	10000 piezas
Muestra	Se puede suministrar gratis para su control de calidad dentro de una semana
Plazo de pago	T / T, L / C, D / A, D / P / FIDEICOMISO
El tiempo de entrega	1 * 40HQ se puede terminar dentro de 7-10 días. Según cantidad (2 millones de unidades por día)
Puerto FOB	Wuhan / Shanghái / Ningbo / Guangzhou

Embalaje y envío

No estéril: 50 uds / caja, 40 cajas / ctn o 20 cajas / ctn

Nuestros servicios

1. Proporcionar productos de la más alta calidad.

El equipo de control de calidad profesional controla estrictamente cada paso de la producción hasta la carga.

2. El plazo de entrega más rápido

Si es urgente, 1 * 40HQ se puede terminar en 5-7 días.

Normalmente, 1 * 40HQ se puede terminar en 10-15 días.

Temporada alta, 1 * 40HQ se puede terminar en 25-30 días.

3. El precio más razonable

¡Invierta continuamente en la mejora de nuestros trabajadores calificados, productos y procesos para minimizar el costo de cada paso!

4. El servicio dulce y rápido

Nuestros trabajadores estarán siempre tan pacientemente respondiendo a sus preguntas.

en 5-10 minutos.

5. También podemos ayudar a obtener productos conectados.

Además de todo tipo de productos médicos desechables, también podemos ayudarlo a obtener los productos conectados según su demanda.

Información de la empresa

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd ("Orient Honest") es un desarrollo de productos global y la empresa de fabricación directa que se especializa en innovación y suministros médicos y de protección rentables. Orient Honest se ha expandido a nuestras extensas líneas de productos, como todo tipo de overoles protectores desechables, batas quirúrgicas, batas de laboratorio, mascarillas, sábanas, gorros quirúrgicos, fundas para zapatos, mangas para brazos, ponchos para la lluvia, delantales, hisopos de gasa, rollos de algodón, etc. en.

Orient Honest es una empresa de rápido crecimiento, la satisfacción del cliente es siempre nuestra misión y objetivos. Nuestro compromiso con la mejora continua de nuestros procesos de fabricación, mejorando el rendimiento del producto y desarrollando nuevos productos rentables para satisfacer las demandas de varios clientes y mercados. Todos nuestros productos cumplen con los estándares internacionales de calidad, como ISO13485, CE, FDA.

Nuestros productos ya se exportan a Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, etc.