

## Nuestra ventaja

1. Fabricante directamente
2. ISO13485, CE, certificado FDA
3. Capacidad: 10, 000pcs / día, 1 \* 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días;
4. OEM aceptable, servicio en 24 horas.

Los vestidos quirúrgicos desechables están hechos de material protector de aislamiento de alto rendimiento. Ampliamente utilizado en la protección médica, el taller aséptico, el aislamiento de protección, la fábrica de electrónica de minería, la fábrica de alimentos, la cría de animales de la fábrica de animales, y así sucesivamente.

Con dos tipos de procesos: costura o unión térmica de ultrasonido.

## Características del material

### 1. PP Batas quirúrgicas desechables

Está hecho de material de polipropileno hidrofóbico, libre de látex; Resistente a la abrasión; Linta baja; Con un alto nivel de repelencia de fluidos.

Color: blanco, verde, azul, amarillo, naranja, etc.

Peso del material: 30-65GSM.

### 2. Vestidos quirúrgicos desechables PP + PE

Está hecho de material PP + PE, libre de látex; Resistente a la abrasión; Repelente de líquido y alcohol completamente impermeable.

Color: blanco, verde, azul, amarillo.

Peso del material: 40-65GSM.

### 3. Vestidos quirúrgicos desechables SMS (estándar y reforzado):

Está hecho de material SMS / Spunlace hidrofóbico, libre de látex; Resistente a la abrasión; Linta baja; Con un alto nivel de repelencia de fluidos; Una buena barrera para la sangre, los fluidos corporales y los patógenos.

Con StarnDard y estilo reforzado. Estilo reforzado con refuerzo de protección adicional en manga y pecho que puede ser un repelente de líquido y alcohol completamente impermeable.

Color disponible: blanco, azul.

Peso del material: 35-65GSM.

Lazo en / velcro en el cuello, manguito elástico / cortada, estándar o reforzado.

Nombre	Bata de aislamiento desechable
Material	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
Estilo	Ate On / Velcro en el cuello, manguito elástico / cortada, estándar o reforzado
Tamaño	S-5xl
Color	blanco, verde, azul, amarillo, rosa, rojo, gris, negro, etc.
embalaje	10pcs / caja, 10 bolsas / CTN o 1 PC / bolsa, 50 piezas / bolsa
diseño de embalaje	Toda la caja interna y la impresión de cartón pueden ser como su diseño.
Moq	5000 pcs
Muestra	Se puede suministrar gratis para su control de calidad dentro de 3 días.

Forma de pago	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
El tiempo de entrega	Capacidad: 10,000pcs / día, 1 * 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días;
Puerto fob	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[http:// https://www.china-dispositable.com/products/disposable-surgical-gows.html#\\_yjinaruzauk](http://https://www.china-dispositable.com/products/disposable-surgical-gows.html#_yjinaruzauk)