

Todas cubiertas de bota están fabricados con materiales de la más alta calidad, proporcionando una excelente protección y una comodidad superior:

- Los materiales que no desprenden pelusa son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- Las capas de construcción altamente transpirables se mantienen frescas, incluso durante casos largos
- Varios estilos se pueden personalizar de acuerdo con sus diferentes requisitos

Tela Material	PP no tejido
Estilo	Con elástico en el tobillo
Dimensiones tamaño	40 * 50 cm se pueden personalizar según su solicitud
Tela wocho	20-60g, Cdebería ser como lo pediste
Color	Color azul
Certificado	ISO13485, FDA
MOQ:	10000 pcs
Diseño de embalaje	puede ser como tu diseño
Embalaje	100 piezas / bolsa, 1000 piezas / cajao como su requisito
Capacidad	60.000PC por día
El tiempo de entrega	7-30 días
Aplicaciones	laboratorio, clínica, industria de alimentos, taller libre de polvo,hospital

La imagen de Fabricante médico de la cubierta no tejida desechable de la bota de gran tamaño









