

Indicación de cubiertas de zapatos desechables:

Para el hospital médico clínico y los pacientes, el taller de trabajo sin polvo, la fábrica de alimentos.

Embalaje de cubiertas de zapatos desechables:

100pcs/ Bag, 2000pcs/ CTN. Tamaño de cartón: 36*29*54cm., 1*40Container puede cargar 240,000 piezas.

Nombre	cubierta del zapato
Material	PP, PP+PE, CPE
Estilo	Costura, máquina automática hecha
Tamaño	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm ...
Color	Los colores blancos, azules, verdes y rojos pueden estar disponibles.
embalaje	100pcs/Bag, 2000pcs/CTN
diseño de embalaje	Toda la impresión interna de caja y cartón puede ser como su diseño
Moq	50000 PCS
Muestra	se puede suministrar gratis para su comprobación de calidad en 3 días
Forma de pago	T/T, PayPal, Western Union, L/C, D/A, D/P, depósito en garantía,
El tiempo de entrega	Capacidad: 600,000pcs/día, 1*40HQ se pueden terminar dentro de los 30 días;
Puerto de fob	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou





