

## [La propiedad de calentamiento no tejidocobija](#)

**Todos sillón están hechos de materiales de la más alta calidad, que proporcionan una excelente protección y comodidad superior:**

1. Tamaño: Normalmente tamaño: 110\*190cm
2. Hecho de no tejido, suave y cómodo, limpio y sanitario.
3. Conveniente y conveniente y conveniente calentamiento, fácil de usar.
4. Gran agua repelente, amigable con la piel y cómodo.

## [La especificación de calentamiento no tejidocobija](#)

Nombre	calentamiento no tejidocobija
Material	No tejido +poliéster
Estilo	Hoja plana
Tamaño	110*190 cm
Color	Azul blanco
Embalaje	1 PC/bolsa comprimida, 25 juegos/cartón ,puede ser personalizado
caja de carton	Toda la impresión interna de bolsas y cartón puede ser como su diseño
Tamaño de cartón	28*22*33 cm
Aplicaciones	Para hospital, clínica
MOQ	2 000 pcs
Muestra	se puede suministrar gratis para su comprobación de calidad dentro de los 3 días hábiles
camino de pago	t/t, paypal, l/c
Tiempo de entrega	En 20-25 días
Puerto FOB	wuhan/shanghai/ningbo/guangzhou

## [la imagen de calentamiento no tejidocobija](#)



**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL







orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



