## Introducción

- 1. Muestras y personalización disponibles.
- 2. Control de calidad profesional para controlar la calidad del producto. Todos los productos cumplen con el estándar de calidad internacional como CE, ISO13485, FDA.
- 3. Tener suficiente experiencia y ganado una gran reputación de nuestros clientes de todo el mundo. Tal como América, América del Sur, Europa, sudeste de Asia, El medio Oriente.
- 4. Pago rápido, pronta entrega y precio competitivo.
- 5. Calidad estable y el mejor servicio post-venta.
- 6. El servicio del OEM está disponible.

## **Nuestros servicios y ventajas**

- 1) Fabricante Con 12 años de historia, tenemos gran ventaja en el precio y la tecnología;
- 2) Poder de producción fuerte, 1 \* 40HQ se puede terminar en el plazo de 15 días;
- 3) Equipo de ventas prometedoras: servicio de ventanilla única en 24 horas;
- 4) seguro de alta calidad: ISO9001, ISO13485, certificado CE, FDA registrado;
- 5) Las muestras se pueden proporcionar de forma gratuita.

Nombre	Desechable paciente cortocircuitos colonoscopia fabricante de China
Material	SMS 40g, poder ser 35-55g
Color	Caliente en Azul o oscuro azul
tamaño	L, SG en corto estilo
Paquete	10 piezas / simple escuela politécnica bolsa, 10 bolsas / cartón, ctn tamaño 40x28x30cm

MOQ 10000 unids

Entrega fecha: alrededor 30 dias, arriba a demanda cantidad

Foto de cortocircuitos disponibles de la colonoscopia del paciente

