

Hoja que lleva del polipropileno disponible para reposicionar y transferir a pacientes

Características de la hoja de transporte disponible

(1) el disponible la hoja que lleva paciente se diseña especialmente de un no tejido, repulsivo de agua material de polipropileno.

(2) es increíblemente fuerte con un peso máximo del usuario de 400.

(3) cada hoja es hecho para hacer el torneado, el reposicionamiento y la transferencia de pacientes muy fáciles con 6 asas a cada lado.

La Especificación para la hoja que lleva del polipropileno

Material	polipropileno
Color	azul
Estilo	Ultrasónico lacre del calor, con el agujero en el lado de la longitud
Tamaño	195 * 85 (puede ser hecho según la demanda del cliente)
Aplicación	Hospital, emergencia Centro, clínica
MOQ	5.000 PCS
Precio	Negociable
Condiciones de pago	T/t, l/c, d/a, d/P, unión occidental, Fideicomiso, Paypal
Capacidad de la fuente	10, 000pcs/day, HQ 1 * 40 el envase se puede acabar en 15 días
Plazo de expedición	Según la cantidad, normalmente 30days después del depósito
Detalles del embalaje	Estéril: 1 PC/Bolsa de plástico de papel, 50 PCS/CTN No esterilizar: 1 PC/bolso, 50 PCS/CTN O como sus requisitos

Fotos de hoja que lleva del polipropileno disponible



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

