

La propiedad de la bata de aislamiento quirúrgica desechable cumple **Estándar AAMI**

Bata quirúrgica de una pieza y de un solo uso; no tejido
Protección segura (tecnología ultrasónica), resistente al desgarrar y retardante de llama
Anti-fluido, anti-alcohol, anti-sangre, anti-estático
Durable, cómodo, ligero, transpirable. PP + PE material
Tecnología ultrasónica en brazo y manga / puño; cuello cómodo con encaje hilado blanco suave

La especificación de quirúrgico desechable **bata de aislamiento** cumple con el estándar **AAMI**

Material de la tela	PP + PE, película de PE recubierta de PP
Estilo	Con velcro o lazos en el cuello, lazos en la cintura.
Dimensiones tamaño	El 120 * 140cm, el 130 * 150cm
Color	Blanco, azul, amarillo o como su solicitud.
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100.000 piezas
Diseño de embalaje	puede ser como tu diseño
Embalaje	10pcs / bolsa, 1000pcs / ctn, o como requisito
Capacidad	50.000 piezas por día
El tiempo de entrega	5-15 días
Aplicaciones	hospital, laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller libre de polvo

La imagen de la bata de aislamiento quirúrgica desechable cumple con el estándar **AAMI**



