

Todas las fundas para zapatos están fabricadas con materiales de la más alta calidad, proporcionando una excelente protección y una comodidad superior:

- Con protección eficaz.
- Banda elástica suave no irritante.
- Tejido para mayor comodidad y economía.
- Los logotipos de los clientes se pueden imprimir en los envases.

Material Faberic	PE, CPE
Estilo	Hecho a mano, hecho a máquina están disponibles.
Dimensiones tamaño	15 * 40 cm, 17 * 40 cm, 17 * 42 cm, etc.
Color	Azul, rosa, verde
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100000 piezas
Diseño de embalaje	puede ser como su diseño
Embalaje	100 piezas / bolsa 2000 piezas / ctn
Capacidad	60.000 piezas por día
El tiempo de entrega	7-30 días
Aplicaciones	hospital, laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller libre de polvo