

Bata de laboratorio a prueba de polvo no tejida blanca desechable con bolsa para fábrica

Aplicaciones y materiales de la bata de laboratorio:

- 1) Industria hospitalaria, química y farmacéutica
- 2) Cuarto electrónico y limpieza
- 3) Limpieza
- 4) Laboratorio

Nuestro **Material regular de la bata de laboratorio:**

- 1) PP / SPP (100% polipropileno hilado de tela no tejida)
- 2) SMS (Tejido no tejido hilado de polipropileno + soplado en fusión
Tejido no tejido + Unión hilada de polipropileno (tejido no tejido)
- 3) película de PP + PE
- 4) Micro

Detalles de diseño de bata de laboratorio

- 1) Cuello: cuello de punto o cuello vuelto (cuello simple / doble)
- 2) Frente: botones, recorte de sujetador de plástico (pieza de sujetador de plástico) o cremallera frontal disponible
- 3) Puños: puños abiertos, elásticos o de punto.
- 4) bolsillo: con / sin bolsillo
- 5) Situación trasera: la parte trasera se puede abrir unos 20 cm para que el usuario se sienta más cómodo

Tamaño de la bata de laboratorio:

Coverall size	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Height (CM)	96	100	104	108	112	115	118	121
Chest circumference(CM)	140	144	148	152	156	160	164	168
Sleeve length(CM)	57	57	57	58	58	58	59	59

Embalaje de batas de laboratorio

Por lo general, 5 piezas por bolsa, 50 piezas o 100 piezas por caja, o según sus necesidades.



[similarproductos:](#)

