La propiedad de reamarillo desechable Bata de aislamiento SMS con orificio para el pulgar

- El producto es para un solo uso. Después de su uso, deséchelo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales pertinentes.
- Los puños flexibles reducen la posibilidad de que los restos de piel se transfieran al paciente mientras mantienen la destreza
- No contiene látex

La especificación de reAislamiento de SMS posible vestido con orificio para el pulgar

Material de la tela	SMS 45g
Estilo	abierto en la espalda, puño con orificio para el pulgar
Dimensiones tamaño	El 120 * 140cm, el 130 * 150cm
Color	azul, amarillo o como su solicitud
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100.000 piezas
Diseño de embalaje	puede ser como tu diseño
Embalaje	10pcs / bolsa, 1000pcs / ctn, o como requisito
Capacidad	50.000 piezas por día
El tiempo de entrega	5-15 días
Aplicaciones	hospital, laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller libre de polvo

La imagen de rebata aislante SMS desechable estándar AAMI Nivel 3





