

La propiedad de reamarillo desechable **Bata de aislamiento SMS con orificio para el pulgar**

- El producto es para un solo uso. Después de su uso, deséchelo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales pertinentes.

- Los puños flexibles reducen la posibilidad de que los restos de piel se transfieran al paciente mientras mantienen la destreza

- No contiene látex

La especificación de reAislamiento de SMS posible **vestido con orificio para el pulgar**

Material de la tela	SMS 45g
Estilo	abierto en la espalda, puño con orificio para el pulgar
Dimensiones tamaño	El 120 * 140cm, el 130 * 150cm
Color	azul, amarillo o como su solicitud
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100.000 piezas
Diseño de embalaje	puede ser como tu diseño
Embalaje	10pcs / bolsa, 1000pcs / ctn, o como requisito
Capacidad	50.000 piezas por día
El tiempo de entrega	5-15 días
Aplicaciones	hospital, laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller libre de polvo

La imagen de rebata aislante SMS desechable estándar AAMI Nivel 3



