

Product details

Las especificaciones de empate en la máscara

Material	PP no tejido + alta filtración de papel + PP no tejido
Color	White / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón /doapri azul / burdeos
gancho para la oreja	Atar
barra de la nariz	Plástico o metal
Calidad estandar	TIPO IIR,EN14683 y FDA

La característica de máscara sanitaria

- 1) tridimensional de diseño: se especifica máscaras anti-SARS, la esterilización, anti-influenza, el polvo
- 2) Con la pinza en la nariz: flexible, equipamiento fijo
- 3) de borde fino: el borde del paquete de tecnología de termosellado completa
- 4) Alta cuerda elástica: materiales hipoalergénicos

Nuestras condiciones comerciales de máscaras de hospital para la venta

- 1) MOQ: 100, 000 PC
- 2) Términos de pago: T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO,Paypal
- 3) La capacidad de producción: 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
- 4) El tiempo de entrega: normalmente, 30 días después del depósito
- 5) Muestra: samplia es gratuita, podemos ofrecer muestras en 3 días

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





The regular shipment way



Our business process

