

Propiedades de EN14683 Tipo IIR **mascarilla médica en azul**

Todas las máscaras están hechas de material de alta calidad, proporcionando una excelente protección y una comodidad superior:

- Material no enrollado suave y cómodo para eliminar la irritación de la piel.
- Una capa de construcción muy transpirable se mantiene fresca, incluso en casos largos
- Las máscaras antivaho están disponibles con espuma o película para evitar el empañamiento.
- Los lazos extra largos facilitan las donaciones

Especificaciones **EN14683 Tipo IIR mascarilla médica azul**

Dimension Size	17.5 * 9.5 cm
Peso de la tela	PP25gsm + MB25gsm + PP25gsm, puede ser como su solicitud
Color	Azul
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100000 PC
Diseño de envases	puede ser como su diseño
Embalaje	50 PC / caja, 2000 PC / CTN, o como sus requisitos
Capacidad	1,000,000 pcs por día
El tiempo de entrega	7-30 días
Solicitud	hospital, laboratorio, clinica

Imagen de EN14683 Tipo IIR **mascarilla médica en azul**



