

Product details

Patrón de EO sms bata quirúrgica estéril

- 1.Long / mangas cortas / no mangas
- 2.Elastic manguito / punto
- 3.Ties en el cuello y la cintura
4. Con esterilizada y no esterilizada
- 5.Different especificaciones están disponibles.
- 6.EO sterlie embalaje para uso hospitalario.

Especificación de EO sms bata quirúrgica estéril

Material	SMS
Peso	50gsm
Estilo	Corbata en / velcro en el cuello, puño elástico / de punto, estándar o reforzado
tamaño	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Color	Blanco, verde, azul, amarillo, rosa, rojo, gris, negro, etc.
Embalaje	No, 10 PC / bolsa estéril, 10 bolsas / caja. , 1 PC / bolsa estéril estéril, 100 PC / ctn
El diseño que embala	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
Tamaño del cartón	58X28X48 cm
aplicaciones	Hospital de personal médico clínicos y pacientes. Libre de polvo taller, laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, muestra libre.
- 2, Pequeña orden aceptable;
- 3, los términos L / C, T / T, D / P disponibles;
4. FOB, CNF, CIF, EXW términos disponibles;
- 5, precio competitivo y estable porque somos fábrica.
- 6, los productos calificados. 3ª parte de inspección del producto es aceptable.
- 7, el servicio del OEM. Más opciones en material, patrón, tamaño y embalaje;
- 8, la entrega oportuna. El mejor tiempo de espera es 25-30 día para un envase 40HQ.
- 9, profesional de servicios de exportación. Documentación, despacho, transporte marítimo, todo en uno.
- 10, bueno después de servicio de venta. Tomamos el cuidado de las quejas como nos gustaría ser su proveedor a largo plazo!