

Máscara de cara no tejida desechable a todo color

Las capas de 4 capas, las capas interiores y exteriores son Coor PP no tejidas, la capa intermedia es un papel de filtro de alto nivel 99. con estilo de bucle aurómetro.

Peso: 25 + 25 + 25 + 25 g (cómodo, sin fibras de vidrio, libre de látex).

Tamaño: 17.5x9.5cm (adulto)

ventajas

1. Muy baja resistencia a la respiración, libre de olor extranjero, sin ningún sentimiento estimulante.
2. La barra de la nariz puede ser adaptable, cómoda, sin fibras de vidrio, libre de látex.
3. PFE (eficiencia de filtración de partículas no aceitosas) $\geq 30\%$.
4. BFE (eficiencia de filtración de bacterias) $\geq 95\%$ (99%).
5. Use la tecnología de soldadura por ultrasonidos, con cómodo uso.
6. Blanco, azul, verde, rojo, rosa, amarillo puede estar disponible.

embalaje

No estéril, 50pcs / caja, 2000pcs / ctn, tamaño de cartón: 52x38x30cm,

indicaciones

1. Los productos estériles se utilizan para el personal médico clínico hospitalario y los pacientes.
2. Los productos no estériles se pueden usar para el taller, el hospital, el laboratorio, la industria alimentaria, la industria alimentaria, los fabricantes electrónicos, etc.
3. Para evitar la propagación de fluidos corporales y contenido de salpicaduras de sangre y aislar polvo, partícula, alcohol, sangre, bacterias y virus invasor.

Término de pago: T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW

Tiempo de entrega: como su cantidad (podemos terminar 1 millon PC por día)

Puerto FOB: Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Especificaciones de máscara de cara quirúrgica desechables

Descripción	ABAJO ABAJO LEBLECIDO NO LADO 4PLY MAS
Material	4plemente,
Peso	25 + 25 + 25 + 25g (cómodo, sin fibras de vidrio, libre de látex.)
Estilo	Lazo de oído elástico (Latex GRATIS)
Tamaño	17.5x9.5cm (adulto)
Color	blanco, verde, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, púrpura, rojo (todos los colores pueden estar disponibles)
embalaje	No estéril: 50 pcs / caja, 2000pcs / ctn
diseño de embalaje	Toda la caja interna y la impresión de cartón pueden ser como su diseño.
tamaño del cartón	52x38x38cm

Aplicaciones	Personal médico clínico hospitalario y pacientes. Taller sin polvo, laboratorio, industria alimentaria, fabricantes electrónicos, etc.
Moq	5000 pcs
Muestra	Se puede suministrar gratis para su verificación de calidad dentro de una semana.
Plazo de pago	T / T, L / C, D / A, D / P / ES