

Alta calidad [Sábanas desechables no tejidas](#)

Estilos de sábanas desechables: plano, extremo elástico, borde cuadrado

Tamaño: 80X190 + 20cm, 90X200 + 20cm, 160X190 + 20cm, 160X200 + 20cm, 180X200 + 20cm ...

Embalaje: 5 PCS / bolsa, 5 PCS / AG o 1 PCS / bolsa, 50 PCS / CTN.

Especificación Alta calidad [Sábanas desechables no tejidas](#)

Tela	PP, PP / PE, SMS, SMMS,
Estilo	Extremo plano, elástico, punta cuadrada, rollo
Tamaño de dimensión	80x190 + 20cm, 90x200 + 20cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20cm, 180x200 + 20cm
Color	blanco, verde, azul, amarillo, rosa, etc.
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000 piezas
Diseño de envases	Todas las bolsas interiores y la impresión de cajas pueden ser según su diseño.
Embalaje	10 piezas / caja, 10 bolsas / caja o 5 piezas / bolsa, 50 piezas / bolsa
Capacidad	Capacidad: 10,000 pcs / día,
El tiempo de entrega	La sábana desechable de 1 * 40HQ se puede terminar en 10-15 días;
Solicitud	hospital, laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller libre de polvo
Puerto FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Método de pago	T / T, PayPal, West Union, L / C, D / A, D / P, FIDEICOMISO,