

Características clave:

1. Transpirable, suave, cómodo
 2. ido o cerca de la zapatilla de los pies
 3. Se puede personalizar el logotipo y el color.
 4. Ventajas tales como antideslizantes, confort, flexibilidad, resistencia al agua, doblado ligero y otros entre individuos
- Embalaje: 1 par / bolsa, 50 pares / CTN

nombre del producto	zapatilla desechable
Material	algodón , Lino, tela, no tejida o personalizado
Solicitud	Hoteles, salones de spa, hospitales y casas ...
Característica	ANTILLO, CONFORT, FLEXIBILIDAD, RESISTENCIA DE AGUA, ADELANTE DOAL
Moq	2000 pares
embalaje	1 par / bolsa, 50 pares / CTN o Personalización
Tamaño	28 * 11cm o personalizado
Muestra	Gratis, puede suministrarse gratis para su control de calidad dentro de 3 días
Puerto fob	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou, como su requisito