

Product details

Especificaciones de mascarilla médica

Material	PP no tejido + alta filtración de papel + PP no tejido
w telaocho	Podría ser como lo pediste
gancho para la oreja	Ate o gancho para la oreja
tamaño	17.5 * 9.5cm, o como sus requisitos
Color	blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón /doapri azul / burdeos/negro

Nuestra cara divertida máscara quirúrgica desechable puede lograr siguiendo la norma de calidad

- 1) Ajustarse a EN14683: 2005
- 2) Bacterial eficiencia de filtración (BFE%) & gt; 99%.
- 3) tipo estándar IIR, resistencia a la penetración de la sangre sintética-120 mmHg.

Embalaje de diseño simple máscara plisada

50pcs / box, 40boxes / CTN, 52x19x42cm;

1 * 20 del envase del GP puede almacenar 1.400.000 piezas de máscaras, 700 ctns;

recipiente 1 * 40 HC puede contener 3.450.000 piezas de la máscara, 1725 ctns.

O como sus requisitos.


Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



FAQ

P1: .How, Dar solución a los problemas de calidad en su caso?

R: Nuestra fábrica pagará la mayor atención a los problemas de calidad. profundamente vamos a investigar la causa raíz de los problemas y encontrar la mejor solución para evitar cualquier problema futuro. Mientras tanto vamos a correspondiente compensación por nuestros clientes.

P2: ¿Cuál es su fecha de caducidad productos?

R: Alrededor de 3-5 años.

P3: Do su empresa tiene algún sistema de gestión de la calidad tales como ISO, EN o certificado (s) de la CE?

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. Informe de alcance y Nelson.