

IIR mascarillas quirúrgicas, corbata en la máscara médica, cara 3ply desechable proveedor máscara

Rendimiento de mascarillas quirúrgicas

- 1) Para prevenir la propagación de los fluidos corporales y contenidos salpicaduras de sangre.
- 2) Conforme a EN14683 y la FDA
- 3) la eficacia de filtración bacteriana (BFE%) & gt; 99%.

Detalles rápidos de lazo una máscara médica

- 1) Capa: 3ply, pp no tejidos + alta filtración de papel + PP no tejido
- 2) Tamaño: 19.5X7.5cm
- 3) Color: blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / negro, tenemos colores 11different totalmente.
- 4) gancho para la oreja: corbata en
- 5) El bar de la nariz: de plástico o metal
- 6) Embalaje normal: 50 PC / caja, 2000 PC / ctn, o como su requisito

Los términos de intercambio de mascarillas quirúrgicas

MOQ	100.000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

Por qué elegirnos ?

- 1) Directamente fabricante de empate en la máscara médica, el precio de fábrica
- 2) NELSON, ISO, certificados CE, BFE & gt; 99%, de tipo II estándar / Tipo IIR.
- 3) Diseño de embalaje del OEM, servicio de 24 horas.
- 4) libre de látex, la respiración fácil, respetuoso del medio ambiente. Se utiliza en la clínica, hospital, farmacia, industria de alimentos, salón de belleza, industria electrónica, etc.

Cuadro de la máscara de la cara 3ply



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

