

## **la especificación de Sentimiento fresco Máscara facial desechable**

### **Tela MATERIAL**

Capa 1: spunlace súper suave

Capa 2: Papel de alta filtración

Layer3: Material ES

### **Estilo**

Bucle oído

### **Dimensiones S IZE**

17.5 \* 9,5 cm

### **Tela W OCHO**

25GSM + 25GSM + 35GSM, C Ould SER Como su solicitud

### **color**

W HITE, bebé azul, bebé PINK, gris

### **Certificado**

CE, ISO13485, FDA

### **MOQ:**

100000pcs

### **Diseño de embalaje**

Puede ser como su diseño

### **Embalaje**

50 PCS / B OX, 200 0 PC S / CTN, OR Como su requisito

### **Capacidad**

60,000 PCS por día

### **El tiempo de entrega**

7-30 días

### **APLICACIONES**

HOSPITAL, Laboratorio, clínica, Industria alimentaria, Taller sin polvo

la imagen de Sentimiento fresco Máscara facial desechable




One more layer of protection,  
one more peace of mind





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

## 0.32 cool sense of value



test item			
instant cool value	0.2-0.3	0.3-0.4	>0.4
somatosensory	not obvious	cool without ice	Have a cold feeling

\* Data from the laboratory, different colors, fabric batches will have a certain impact on the value