

## Aplicación de mascarilla desechable oreja-loop

- 1) Para el hospital clínica médica y los pacientes, el polvo taller de trabajo libre, fábrica de alimentos.
- 2) Para evitar la propagación de los fluidos corporales y contenidos salpicaduras de sangre.

## Características de máscaras de hospital desechables

- 1) mascarilla desechable oreja-loop está hecho de 3 capas, capas interna y externa son PP no tejida, capa media es de papel estándar alto filtro N95 / N98.
- 2) La pinza en la nariz puede ser ajustado cómodo de acuerdo a las diferentes formas de la cara; El gancho para la oreja es firme y no fácil caerse;
- 3) No irritante y suave, evitando las bacterias, polvo, un cuerpo extraño en pneogaster,
- 4) Eliminar el gas nocivo, olor peculiar, hedor.
- 5) BFE es superior al 99%, CE / ISO13485, tipo estándar II / Tipo IIR.

## Packaging de mascarilla desechable

| Especificación                    | embalaje normal              | Tamaño del cartón | 1 * 40 HQ contenedor puede contener (PC) |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| 17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G | 50 PC / caja, 40 cajas / ctn | 51 * 19 * 41cm    | 3.450.000 PC                             |
| 17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G | 50 PC / caja, 40 cajas / ctn | 51 * 37 * 30cm    | 2.400.000 PC                             |

Observación: todos pueden ser especial personalizada de acuerdo a sus necesidades reales

## especificaciones de mascarilla desechable

|                      |  |
|----------------------|--|
| Material             | PP no tejido + alta filtración de papel + PP no tejido   |
| peso de la tela      | Podría ser como su petición  |
| gancho para la oreja | O corbata en RLOOP ea  |
| tamaño               | 17.5 * 9.5cm, o como sus requisitos  |
| Color                | blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / Burdeos / negro        |
| Embalaje             | 50 PC / caja de 2000 PC / ctn, o como su requisito   |
| El diseño que embala | toda la caja interna y la impresión embalaje exterior pueden ser como su diseño                              |
| aplicaciones         | hospital, laboratorio, industria alimentaria, taller libre de polvo, electrónica fabrica y así sucesivamente |

### ¿Por qué los clientes nos eligen?

- 1) Somos la directa desechable oreja-loop mascarilla proveedor de China, precio de fábrica.
- 2) La calidad estable, CE, certificación ISO.
- 3) Capacidad de producción: 1000,000pcs / día, 1 \* 40HQ se puede acabar el plazo de 10-15 días;
- 4) Diseño de embalaje del OEM, servicio de 24 horas.

### Imagen de máscaras de hospital desechables





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

