

## Product details

### Las indicaciones de lazo máscara quirúrgica vuelta

- 1) mascarilla estéril es para el hospital, el personal clínico, médicos y pacientes;
- 2) mascarilla no estéril se puede utilizar para taller libre de polvo, fábrica de alimentos y así sucesivamente.

### Propiedades de máscara de protección

- 1) Alta filtración: 3 capas ofrece un diseño plisado, 0. filtración 05 micras en mayor que 99%.
  - 2) alambre de aluminio delgado se adapta cómodamente sobre la nariz, y mantener la máxima filtración al mismo tiempo.
  - 3) Corbata y gancho para la oreja estilo: TWO pares de lazos de polipropileno aseguran un ajuste cómodo;
- miestilo de bucle ar concede rápido y con bandas elásticas.

### Embalaje de las tapas de boca médicos

Especificación	embalaje normal	Tamaño de caja	Tamaño del cartón
17.5 * 9.5cm, 3ply	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	18 * 10 * 10cm	52 * 38 * 42cm
Observación: todos pueden ser especial personalizada de acuerdo a sus necesidades reales			

## Product display



### The regular shipment way



## FAQ

Q1: ¿Cuál es su capacidad de producción para su gran gama de producto?

R: Cara capacidad de máscara: 1000,000 piezas / día.

Bata, batas quirúrgicas, bata de laboratorio, cama de hojas de capacidad: 10.000 piezas / día.

Tapas de capacidad: 200.000 piezas / día. Cada 1 \* 40HQ puede acabar en el plazo de 1 semana.

Q2: ¿cuál es tu MOQ de cada producto?

R: Cara máscara / tapas / cubiertas del zapato / mangas del brazo cada MOQ: 50.000 piezas.

Ropa y las sábanas MOQ: 5000 piezas