

Product details

La característica de la hoja quirúrgica estéril

Tela	Polipropileno, SMS, PP + PE, o microporosa
Estilo	equipado miLastic reesign,Ideal para todos los tamaños y estilos de cunas refugio
Función	A prueba de humedad
tamaño	83 "L x 35" W, O como sus requisitos
embalaje	Embalaje individual

Acerca de esterilización EO para la hoja de cama de hospital estéril, higiene desechables sábana estéril

- 1) La etiqueta de indicación de la esterilización está en el cada bolsa;
- 2) La sábana se esteriliza con gas EO, y se envasa en una bolsa de plástico de papel;
- 3) El color de la etiqueta indicación esterilización cambiará de color si la hoja de cama ha sido esterilizado perfectamente;
- 4) Por lo general, nuestra forma de envasado es: 1pcs por bolsa de plástico de papel, 50 PC por el cartón.

También podemos producir como sus requisitos.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

