

PP quirúrgico Fabricantes de tapas de bouffant bouffant no tejidas no tejidas

Especificación:

| | |
|--------------------|---|
| Artículo | PP quirúrgico Fabricantes de tapas de bouffant bouffant no tejidas no tejidas |
| Material | 9G, 10G, 12G, 14G, 18G, 20G, 25G, etc. |
| Estilo | Estilo elástico (libre de látex), simple y doble elástico |
| Color | blanco, azul, verde |
| embalaje | 100pcs/bolsa, 1000pcs/CTN |
| diseño de embalaje | Toda la impresión interna de caja y cartón puede ser como su diseño |
| Aplicaciones | Personal médico clínico del hospital y pacientes. Taller sin polvo, laboratorio, industria alimentaria, fabricantes electrónicos, etc. |
| Moq | 100,000 pcs |
| Control de calidad | 1. No comenzaremos a hacer los productos hasta que confirme la muestra. 2. El embalaje será a prueba de agua, a prueba de húmedo y sellado |
| Certificado | CE, ISO13485, FDA |





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





