

**Nuestra ventaja:**

- 1.FDA, CE, ISO13485 certificado.
- Servicio 2.One-stop: excelentes artículos consumibles médicos desechables.
- Los requisitos de OEM 3.welcome.
- 4 productos calificados de, 100% marca nuevo material, segura y sanitaria.
- 5 ofrecidas muestras gratis.
- Servicio de envío 6.Professional si es necesario.
- 7 sistema de servicio after-sale la serie completa de.

**Especificaciones:**

Artículo	No médico PP tejido blanco gorros desechables para Hospital
Material	PP 10g
Estilo	solo elástico
Tamaño	21 pulgadas
Color	Blanco
Embalaje	Normalmente: 100pcs/bag 20bags/ctn, 2000pcs/ctn. un contenedor de 20 pies puede cargar cerca de 900 cartons(1,800,000pcs), un envase 40hq puede cargar sobre 2200cartons(4,400,000pcs).
Diseño del embalaje	Todos caja interna y cartón de impresión pueden estar como su diseño
Aplicaciones	Personal médico clínico del hospital y pacientes. Taller libre de polvo, laboratorio, industria alimenticia, electrónica fabrica etcetera.
MOQ	100, 000PCS
Control de calidad	1 no empezamos a hacer los productos hasta que usted confirme la muestra. 2 el embalaje será impermeable, damp-proof y sellado