

PAGroducto Parámetro

material de la tela	PP, PP / PE, SMS, SMMS, tela tejida no hidrófilo, PE microporosa
Estilo	Plano, elástico extremos, cuadrado extremos, rollo
dimensiones tamaño	114 * 225 cm; 114 220cm *; 130 * 240 cm. O como sus necesidades.
gramo de peso	30-85gsm. (O Conforme a su solicitud)
Color	blanco, verde, azul, amarillo, rosa etc.
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	10000pcs
El diseño que embala	todos interno bolso y caja de cartón impresión pueden ser como tu diseño
Embalaje	10pcs / caja, 10 bolsas / CTN o 5 PC / bolso, 50 PC / bolso
Capacidad	Capacidad: 10,000pcs / día,
El tiempo de entrega	Una 40HQ contenedor puede completarse en 15-20 día
aplicaciones	hospital, laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller libre de polvo
ENGAÑAR Puerto	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Pago camino	T / T, PayPal, occidental Unión, L / C, D / A, D / P, FIDEICOMISO,
Tienda	Conservar en un lugar seco, humedad por debajo del 80%, ventilado, almacén de gas no corrosivo.

Característica de producto

1. estilo sábana desechable: Piso, extremos elásticos, extremos cuadrados
2. Directamente del fabricante, sábana desechable, cualquier color.
- 3, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
4. Capacidad: 10, 000PCS / día, 1 * 40HQ se puede acabar el plazo de 10-15 días;
5. Buena barrera a líquidos y transpirable, OEM diseño del embalaje, el servicio en 24 horas.

Embalaje del producto

5 PCS / bag, 5pcs / AG o 1 PCS / bag, 50 PC / CTN.

El material de embalaje puede ser su requieren.

El tiempo de entrega: Capacidad: 10,000pcs / día, 1 * 40HQ cama desechable de hoja de lata ser finalizado dentro de 10-15 días;

Puerto de embarque :Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou,o como su requisito.

clasificación Uniforme ;

Apropiado por gente: Doctor, Estudiantes, Paciente, limpiador de hotel, viajes, etc.

Apropiado por los ocasión: hospital, escuela, casa, hotel etc.

Producto Introducción: coser a mano o estilo plano. Fin elástica puede ser de calidad estándar o requerido. Tamaño doblado puede ser personalizado.

Eso es diseñado bajo no tejido material. We puede apoyar tamaño del personalizar y estilo a garantías cómodo sentimiento y su uso. Económica mochila comprimido es popular para consumers. Sterile embalaje en caliente médico.

Esta escribe de sábanas desechables tiene bien aire permeabilidad, cómodo para desgaste, polvo prevención del Medio Ambiente productos friendly. Custom puede ser ajustable para un ajuste cómodo y sin vidrio fibra, hipoalergénico.