

La bata de laboratorio desechable está hecha de SMS hidrófobo, PP, PP + PE. CPE, material microporoso, sin látex; Resistente a la abrasión; Pelusa baja;

Color disponible: Rosado, blanco, verde, azul, amarillo, rojo, negro, etc. Peso del material: 40-65GSM

Tamaño de las batas de laboratorio: S 96 * 140 * 57 cm M 100 * 144 * 57 cm L 104 * 148 * 57 XL 108 * 152 * 58

Productos de batas de laboratorio desechables Ventajas

1. Con un alto nivel de repelencia a fluidos.
2. Sin látex; Resistente a la abrasión; Fluido completamente impermeable. Una buena barrera contra la sangre, los fluidos corporales y los patógenos.
3. Con estilo estándar y reforzado. Estilo reforzado con refuerzo de protección adicional en la manga y el pecho que puede ser completamente impermeable a los líquidos y al alcohol.
4. Diseñado para una protección óptima, uso cómodo.
5. Capacidad: 5000pcs / day, 1 * 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días;

Indicaciones de batas de laboratorio desechables

Las batas de laboratorio desechables se utilizan ampliamente en batas de protección de seguridad médica, batas de taller asépticas, aislamiento protector,

Fábrica de electrónica minera, fábrica de alimentos, cría de animales de granja, riesgo biológico, etc.

Batas de laboratorio desechables embalaje normal: 5 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja;