

Mascarilla no tejida con pliegues, máscaras quirúrgicas modernas, enfermera y paciente máscara protectora

La descripción de la mascarilla

- 1) Nuestra mascarilla son enormemente la demanda de su suavidad, carácter higiénico y precios razonables.
- 2) tejidos de filamentos, SMS, Melt material de soplado usado
- 3) Disponible 1ply, 2ply, de 3 capas y 4ply
- 4) opciones de colores variados: blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / negro
- 5) a granel y envasado estéril sola ofrecido.
- 6) El precio por cada cantidad

Propiedades de las máscaras quirúrgicas modernas

- 1) Alta filtración: 3 capas plisadas ofertas de diseño, 0.05 micras de filtración al mayor que 99%.
- 2) de alambre de aluminio delgado se adapta cómodamente sobre la nariz y mantener la máxima filtración al mismo tiempo.
- 3) corbata y estilo gancho para la oreja: dos pares de lazos de polipropileno aseguran un ajuste cómodo; estilo de gancho para la oreja se une rápida y con bandas elásticas.

Los términos de intercambio de máscaras quirúrgicas modernas

MOQ	100.000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

Embalaje de la mascarilla

50pcs / box, 40boxes / CTN, 52x19x42cm;
1 * 20 del envase del GP puede almacenar 1.400.000 piezas de máscaras, 700 ctns;

recipiente 1 * 40 HC puede contener 3.450.000 piezas de la máscara, 1725 ctns.
O como sus requisitos.

Cuadro de la máscara protectora

