

## **lazo no tejido de máscara quirúrgica, 3 pliegues mascarilla quirúrgica, la fábrica de máscaras de hospital**

### **Propiedades de empate en la máscara quirúrgica**

- 1) Es muy baja resistencia a la respiración, libre de olores extraños, sin ningún sentimiento estimulante;
- 2) El bar de la nariz puede ser adaptable, cómodo, sin fibras de vidrio, libre de látex;
- 3) BFE (eficacia de la filtración de bacterias)  $\geq$  99%
- 4) Utilice la tecnología de soldadura por ultrasonidos, un uso cómodo.

### **Embalaje de empate en la máscara quirúrgica**

50 PC / caja de 2000 PC / CTN

Tamaño de la caja: 18 \* 10 \* 10cm

Tamaño de CTN: 52 \* 38 \* 42cm

### **Nuestra mascarilla quirúrgica puede lograr siguiendo la norma de calidad**

- 1) Conforme a EN14683: 2005
- 2) la eficacia de filtración bacteriana (BFE%)  $\geq$  99%.
- 3) tipo estándar IIR, la resistencia a la penetración de la sangre sintética-120 mmHg.

### **Especificaciones de máscaras de hospital**

Material	PP no tejido + alta filtración de papel + PP no tejido
Color	Blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / negro
gancho para la oreja	Atar
barra de la nariz	Plástico o metal
Calidad estandar	TIPO IIR, EN14683 y FDA
MOQ	100.000 PC
Precio:	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Detalles de empaque	50 PC / caja de 2000 PC / ctn, o como su requisito

### **Foto de mascarilla quirúrgica**

