

Product details

Indicaciones de la hoja de transferencia de pacientes

- 1) la hoja de transferencia de pacientes se utiliza para volver a colocar a los pacientes.
- 2) recomienda el uso individual.
- 3) peso no tejido a tela con superficie interior tratada que ayudar a los cuidadores con tareas de re-posición.
- 4) se desliza fácilmente en todas las direcciones y reduce significativamente la fricción y la fuerza necesaria para mover a pacientes.

La función de hoja de transferencia de pacientes

Tela	Polipropileno, SMS, PP + PE
Estilo	Soldadura ultrasónica, con agujero en el lado de longitud
Función	Proteger al personal y pacientes de la infección cruzada
Tamaño	195 cm * 85 cm (se puede hacer según demanda del cliente)
Color	Blanco, azul, verde, gris, negro... etc

Detalles del embalaje del paciente hoja de transferencia

Estéril: 1 PC/papel bolsa de plástico, 50 PC/Ctn

No esterilizar: 1 PC/bolso, 50 PC/ctn

O como sus requisitos

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

