

## Product details

### La información de las hojas de cuna de ambulancia

- 1) gramo de peso: 15-100gsm
- 2) Material: tela no tejida,PÁGINAS,SMS,microporosa
- 3) Estilo: equipada o elástica en la esquina
- 4) Color: Blanco, azul, amarillo, verde o etc.
- 5) Tamaño: 30 "x72",30 "x84", 31"x77", 34"x90", o como sus requisitos

### Los términos de intercambio de hojas de camilla armarios, sábanas desechables camilla armarios


METROOQ	5000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO,PAGaypal
capacidad de la fuente	10,000pcs /día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Según la cantidad, Normalmente 30 días después del depósito

## Product display

## The regular shipment way



## Our business process



## FAQ

Q1: .How, Dar solución a los problemas de calidad en su caso?

R: Nuestra fábrica pagará la mayor atención a los problemas de calidad.

profundamente vamos a investigar la causa raíz de los problemas y encontrar la mejor solución para evitar cualquier problema futuro.

Mientras tanto vamos a correspondiente compensación por nuestros clientes.

Q2: ¿Cuál es su fecha de caducidad productos?

R: Alrededor de 3-5 años.

Q3: Do su empresa tiene algún sistema de gestión de la calidad tales como ISO, EN o certificado (s) de la CE?

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. Informe de alcance y Nelson.