

máscaras de cubierta barba PP no tejida, máscara quirúrgica desechable, barba neta barba desechable

Parámetros de máscaras de cubierta barba

- 1) Material: PP no tejido
- 2) Color: Blanco, azul, verde, etc
- 3) gancho para la oreja: gancho de sujeción elástica
- 4) Tamaño: 19 pulgadas, 21 pulgadas

Características de la barba máscara quirúrgica desechable

- 1) Es muy baja resistencia a la respiración, libre de olores extraños, sin ningún sentimiento estimulante;
- 2) gancho de sujeción elástico puede ser ajustable, un uso cómodo;
- 3) Vida útil: Al menos 3 años (a la recepción)

Empaquetado de la red de la barba

Especificación	embalaje normal	Tamaño del cartón
19 pulgadas	100 PC / bolso del PE, 1000 PC / cartón	26 * 22 * 32 cm
21 pulgadas	100 PC / bolso del PE, 1000 PC / cartón	52 * 23 * 26 cm

nuestra ventaja

- 1) Somos fabricante de red de la barba con 12 años de historia, tiene gran ventaja en el precio y la tecnología;
- 2) la producción de energía Fuerte: 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días;
- 3) las ventas prometedoras equipo: servicio en 24 horas
- 4) un seguro de alta calidad: ISO9001, ISO13485, CE certificado, Registrado en la FDA.

Imagen de máscaras de la cubierta de la barba



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

