

- **Adecuado para personas:** Médico, estudiantes, pacientes, cocina, limpiador, oficinistas, etc.
- **Adecuado para la ocasión:** Hospital, Industria Alimentaria, Taller Libre de Dolvo, Escuela, Habitación limpia, Casa, etc.
- **Introducción del producto:** El producto está hecho de no.-Tela tejida, como calefacción por ultrasonidos, corbata o gancho en cuello, cintura trasera con vínculos.
- **Esta diseñado** bajo material no tejido. Hot Tamaño en 115 \* 137 cm que puede adaptarse a la mayoría de los usuarios, también puede admitir el tamaño y el estilo personalizar a las garantías cómodas vistiendo y uso. El apretado paquete de bolsos agradable y económico es popular para los complicadores. Embalaje estipular en medicina.
- **Este tipo de vestido quirúrgico desechable.** Tiene una buena permeabilidad al aire, cómodo de usar, prevención de polvo, respetuoso con el medio ambiente. Producir Custom Puede ser ajustable para encajar cómodo sin vidrio. fibra, hipoalergénico

#### Especificaciones

Descripción	China Hubei Wholesale CE APROBADO APROBADO STERILE SMMS MEDICE SMMS Scrubs
Material	Peso de gramo no tejido, material de 18-60 g. Dile lo que quieres, recomendaremos uno mejor para satisfacer su requerimiento.
Característica	Anties patines, antiestático, hipoalergénico, cómodo, alta transpirabilidad, fibra de vidrio libre, libre de látex, amigable
Estilo	Corbata wasit
Tamaño	L115 * W137CM, 120 * 140cm, 135 * 142cm, etc. (la longitud es de tamaño desde el hombro)
Color	Azul, blanco, amarillo, verde, etc.
Aplicaciones	HEI personal médico clínico de OSPITAL y los pacientes. Taller gratuito, Laboratorio, industria alimentaria, fabricantes electrónicos, etc.
Muestra	Se puede suministrar gratis para su verificación de calidad dentro de una semana.
Plazo de pago	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
El tiempo de entrega	1 * 40HQ se puede terminar alrededor de 35 días. (100.000 PCS por día)
Puerto fob	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou



nt Honest  
CA INTERNATIONAL





www.merck.com



