

Impresa desechable no tejida 3 máscara de máscara de 3 máscaras especificaciones:

Las 3 capas, afuera se imprimen PP no tejidas, las capas internas son PP blancas que no se tejen, la capa intermedia es de alto nivel de filtro de 99 estándar. Con estilo de bucle aurímetro.

Peso: 35 + 25 + 25G (cómodo, sin fibras de vidrio, látex libre, suave y transpirable)

Tamaño: 17.5x9.5cm (adulto)

ventajas

1. Muy baja resistencia a la respiración, libre de olor extranjero, sin ningún sentimiento estimulante.
2. La barra de la nariz puede ser adaptable, cómoda, sin fibras de vidrio, libre de látex.
3. PFE (eficiencia de filtración de partículas no aceitosas)  $\geq 30\%$ .
4. BFE (eficiencia de filtración de bacterias)  $\geq 95\%$  (99%).
5. Use la tecnología de soldadura por ultrasonidos, con cómodo uso.
6. Blanco, azul, verde, rojo, rosa, amarillo puede estar disponible.

embalaje

No estéril, 50pcs / caja, 2000 unids / cTN, Cartón Tamaño: 52x38x34cm,

indicaciones

1. Los productos estériles se utilizan para el personal médico clínico hospitalario y los pacientes.
2. Los productos no estériles se pueden usar para el taller, el hospital, el laboratorio, la industria alimentaria, la industria alimentaria, los fabricantes electrónicos, etc.
3. Para evitar la propagación de fluidos corporales y contenido de salpicaduras de sangre y aislar polvo, partícula, alcohol, sangre, bacterias y virus invasor.

Término de pago: T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW

Tiempo de entrega: como su cantidad (podemos terminar 1 millon PC por día)

Puerto FOB: Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Especificaciones de máscara de cara quirúrgica desechables

Descripción	Máscara de cara no tejida desechable impresa impresa desechable no tejida no tejida máscara de 3
Material	3ply, PP no tejido
Peso	35 + 25 + 25g (cómodo, sin fibras de vidrio, libre de látex.)
Estilo	Lazo de oído elástico (Latex GRATIS)
Tamaño	17.5x9.5cm (adulto)
Color	blanco, verde, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, púrpura, rojo (todos los colores pueden estar disponibles)
embalaje	No estéril: 50 pcs / caja, 2000pcs / ctn
diseño de embalaje	Toda la caja interna y la impresión de cartón pueden ser como su diseño.
tamaño del cartón	52x38x34cm

Aplicaciones	Personal médico clínico hospitalario y pacientes. Taller sin polvo, laboratorio, industria alimentaria, fabricantes electrónicos, etc.
Moq	100000 PC
Muestra	Se puede suministrar gratis para su verificación de calidad dentro de una semana.
Plazo de pago	T / T, L / C, D / A, D / P / ES