Resumen

Las mantas médicas que no pueden implantarse están hechas de Polytel no tejidas.

Proporcionar calidez y comodidad durante la emergencia de primeros auxilios

Ampliamente utilizado para el uso de pacientes solteros

Perfecto para uso de emergencia, equipos de primeros auxilios, centros de atención de emergencia, hospitales y otros centros de atención médica

Este material no tiene látex

Material:

100% de poliéster en el interior, fuera del PP no tejido

Características: desechables, impermeables

Tipo: Hoja plana, manta amigable con la co-para

Formulario: rectángulo

Patrón: rayado

Uso: hotel, desechable, hospital

IS Customized: Sí

Peso: 220-700G, 220-700G

Temporada: cuatro temporadas

Nombre del producto: manta médica desechable

Palabras clave: desechables

Color: azul, blanco o ajustado

Tela: 100% poliets, PP no tejido

Uso: aerolíneas, hospitales, hogares de ancianos

Logotipo: Recibir logotipo ajustado

Tamaño: recibir tamaño de tamaño ajustado

Diseño: acepta diseños especiales

Paquete: 1 PC/Poli Bag

Detalle rápido

Lugar de origen: China

Material: poliéster + no tejido

Características: plegado, desechable, masaje, impermeable

Técnica: no tejido

Forma: cuadrado

Uso: calentarse, los pacientes se mueven

 $IS_Customized \hbox{:}\ Si$

Capacidad de suministro

Capacidad de suministro: 100000 piezas/piezas por semana

Embalaje y envío

Puerto: FOB Wuhan/Shanghai/Ningbo

Tiempo de espera:

Cantidad (corte)	1 - 100000	> 100000
EST. Hora del día)	20	Ser negociado

bienes	puntaje
Lugar de origen	Porcelana
Ingrediente	Poliéster + no tejido
Rasgo	Doblado, desechable, masaje, impermeable
Técnica	No desanimador
Forma	Caja
Usar	Calentar a los pacientes y movimientos
está personalizado	Sí



Utilizado en: Hospital de emergencia de hogares de ancianos se puede empaquetar individualmente

Descripción del Producto







