

El estilo de los desechables sábana para hospitales

Plano, elástico en dos extremos, elástico en cuatro esquinas;
También producimos hojas extensibles.

Los detalles sobre el sábana desechable para hospitales

1. Material: SPP no tejido, SMS, microporoso, Spunlace
2. Peso: 20-100gsm
3. Color: blanco, verde, azul, amarillo, etc.
4. Tamaño: 200cm * 120cm / 200cm * 90cm / 180cm * 120cm / 180cm * 90cm / 90 * 60cm se puede hacer según la demanda del cliente)
5. Estilo: elástico en dos extremos o elástico en cuatro esquinas, también tenemos estilo plano,
6. Es una buena barrera para la sangre, los fluidos corporales y los patógenos, sin látex, resistente a la abrasión, baja pelusa, con un alto nivel de repelencia a fluidos.
7. Es ampliamente utilizado en hospitales para camas de emergencia y camas quirúrgicas.

Embalaje de sábanas desechables para hospitales

Embalaje estéril	1 pieza / bolsa de plástico de papel estéril, 50 piezas / Ctn
Empaquetado regular	5 piezas / bolsa, 50 piezas / Ctn
Observaciones: todos se pueden personalizar de forma especial de acuerdo con sus requisitos reales	

Imágenes de sábanas desechables para hospitales.

