

## SMS azul desechable proveedores de hoja de transferencia de pacientes no tejida

### Características del material:

Sábanas de camilla desechables de SMS:

Se hace del material SMS/Spunlace hidrofóbico, látex; resistente a la abrasión; pelusa baja; con un alto nivel de repelencia de líquidos; una buena barrera a sangre, fluidos corporales y agentes patógenos. Utilizado para limpio, aseado, cómodo, seguro.

Color disponible: azul.

Material peso: 20-100gsm.

### Especificaciones:

Artículo	SMS azul desechable proveedores de hoja de transferencia de pacientes no tejida
Material	SMS
Peso	20-110gms
Estilo	estilo de extremo cuadrado (látex libre)
Tamaño	40" x 60", 40" x 90", 30" x 72", 60" x 104", 54" x 88", 31" x 77", 33" x 89", 40" x 48", 30" x 84", 40" x 72", 32" x 72". O como sus demandas.
Color	azul
Embalaje	5pcs/bag, 50pcs/bag o 10pcs/bag, 100pcs/ctn
diseño del embalaje	Todos caja interna y cartón de impresión pueden estar como su diseño
tamaño del cartón	Estándar
Aplicaciones	Hospital de emergencia y cama quirúrgica
MOQ	500PCS
Muestra	Se puede suministrar gratis para su calidad de comprobación dentro de 2-4days
Término del pago	T/T, l/c, D/a, D/P, Western Union, fideicomiso, Paypal
Tiempo de entrega	1 * 40HQ puede acabar dentro de 10-15 días
Puerto del FOB	Wuhan/Shangai/Ningbo/Guangzhou
Certificado	CE, ISO13485, FDA