

Product details

Características de SMS45g ropa desechable quirúrgica

1. La bata quirúrgica es durable, suave, ligero, cómodo, resistente a la abrasión y la electricidad estática.
2. La bata quirúrgica es permeable al aire y al vapor, mientras que resiste el agua y el fluido de aerosol.
3. El vestido está hecho de SMS de alta densidad de 100%, no contiene aditivos, adhesivos.
4. La bata quirúrgica tiene recubrimiento especial para prevenir eficazmente nocivos, polvo superfino, ácido densityinorganic alta, soluciones alcalinas y salinas.

Especificación de SMS45g ropa desechable quirúrgica

descripción	SMS45g quirúrgica fabricante de ropa desechable, médico bata desechable quirúrgica, batas de hospital quirúrgico oscuras
Material	SMS (polipropileno Spunbond Tela no tejida fundida por soplado + La tela no tejida de polipropileno + Spunbond Tela no tejida)
tamaño	S (110 * 130 cm), M (115 * 137 cm), L (120 * 140 cm) XL (125 * 150cm) 2XL (130 * 150 cm) o cualquier otro tamaños personalizados
gramaje	16-65gsm está disponible (como su petición)
detalles	estilo estériles y no estériles, estándar y reforzada, estándar y de ultrasonidos, con y sin toallas. velcro en el cuello, corbatas en la cintura, puños de punto
Color	azul
embalaje	no, 10 PC / bolso, 50pcs / ctn estéril o 100pcs / CTN. estéril, 1 PC / bolsa estéril, 50pcs / CTN 100 o PC / CTN
Solicitud	Médico & amp; salud / Hogar / Laboratorio
Característica	Duradero, respetuoso del medio ambiente, no tóxico, transpirable y flexible Anti-alcohol, anti-sangre, anti-aceite, anti-bacterias, , La prueba ácida resistente al agua, a prueba de álcali, estabilizador UV, para no más suave
Entrega	Un contenedor 40HQ puede finished dentro de 15-25days.
Almacenamiento	Almacenado en seco, la humedad por debajo del 80%, ventilado, no corrosivo gases de almacén
Condiciones de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
Nota	1. Este producto se puede esterilizar por óxido de etileno.
	2.Validity: 3 años
OEM	1.Material u otras especificaciones pueden ser de acuerdo a customers'requirements. 2.Customized logo / marca impreso. 3.customized envases disponibles.

Certificado

CE, ISO13485, FDA

Product display






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, muestra libre.
- 2, Pequeña orden aceptable;
- 3, los términos L / C, T / T, D / P disponibles;
4. FOB, CNF, CIF, EXW términos disponibles;
- 5, precio competitivo y estable porque somos fábrica.
- 6, los productos calificados. 3ª parte de inspección del producto es aceptable.
- 7, el servicio del OEM. Más opciones en material, patrón, tamaño y embalaje;
- 8, la entrega oportuna. El mejor tiempo de espera es 25-30 día para un envase 40HQ.
- 9, profesional de servicios de exportación. Documentación, despacho, transporte marítimo, todo en uno.
- 10, bueno después de servicio de venta. Tomamos el cuidado de las quejas como nos gustaría ser su proveedor a largo plazo!

