

## Mascarilla desechable de un solo paquete

### Descripción del producto

Proveedor de mascarilla de alta filtración de protección de bucle de oído no tejido desechable de 3 capas

Hecho de 3 capas, capa interna y externa PP no tejido, capa intermedia de papel de filtro de alto estándar 99. Estilo de bucle de oreja.

### Ventaja

1. Fabricante directo, mascarilla quirúrgica no tejida de 3 capas con certificación ISO CE FDA, de cualquier color.
2. Norma ISO, CE, FDA, BFE > 99%, tipo II / Tipo IIR.
3. Capacidad: 1000.000 PC / día, 1 \* 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días;
4. Diseño de empaque de OEM, de fácil respiración, ecológico y suelto, servicio en 24 horas.
5. Agradable para la piel, hipoalergénico, cómodo, altamente transpirable, sin fibra de vidrio, sin látex
- 6, se puede empaquetar individualmente.

### Especificación

material	3 capas, PP no tejido 25g + filtro 25g + pp no tejido 25g
Características	Agradable para la piel, hipoalergénico, cómodo, altamente transpirable, sin fibra de vidrio, sin látex
Estilo	Orejeras elásticas (sin látex)
Talla	17,5x9,5 cm (adulto)
Color	blanco, verde, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, morado, rojo, verde manzana, negro (todos los colores pueden estar disponibles)
embalaje	No estéril: 50 piezas / caja, 2000 piezas / caja o 1000 piezas / caja
diseño de envases	Toda la impresión de cajas y cartones interiores puede ser según su diseño
tamaño del cartón	Los 52x38x30cm
Solicitud	Personal médico clínico hospitalario y pacientes. Taller libre de polvo, laboratorio, industria alimentaria, fabricación de productos electrónicos, etc.
MOQ	10.000 piezas
Muestra	Se puede entregar gratis para su control de calidad dentro de una semana.
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P / FIDEICOMISO
El tiempo de entrega	1 * 40HQ se puede terminar en 7-10 días. Según su cantidad (2 millones de piezas por día)
Puerto FOB	Wuhan / Shanghái / Ningbo / Guangzhou

Embalaje y envío

No estéril: 50 uds / caja, 40 cajas / ctn o 20 cajas / ctn

nuestro servicio

1. Proporcionar productos de la más alta calidad.

El equipo de control de calidad profesional controla estrictamente cada paso de la producción hasta la carga.

2. Plazo de entrega más rápido

Si es urgente, 1 \* 40HQ se puede terminar en 5-7 días.

Por lo general, 1 \* 40HQ se puede terminar en 10-15 días.

Temporada alta, 1 \* 40HQ se puede terminar en 25-30 días.

3. El precio más razonable

¡Invertir constantemente en la mejora de nuestros trabajadores, productos y procesos calificados para minimizar los costos en cada paso del camino!

4. Servicio dulce y rápido

Nuestros trabajadores siempre responderán con paciencia a sus preguntas.

en 5-10 minutos.

5. También podemos ayudar a encontrar productos conectados.

Además de todo tipo de productos médicos desechables, también podemos ayudarlo a encontrar productos relacionados de acuerdo con su solicitud!

información de la empresa

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd. ("Orient Honest") es una empresa global de desarrollo de productos y fabricación directa que se especializa en innovación y suministros médicos y de protección rentables. Orient Honest ha ampliado nuestra amplia línea de productos, como todo tipo de trajes protectores desechables, batas quirúrgicas, batas de laboratorio, mascarillas, sábanas, gorros quirúrgicos, fundas para zapatos, mangas, impermeables, delantales, gasas, rollos de algodón, etc.

Orient Honest es una empresa de rápido crecimiento, la satisfacción del cliente es siempre nuestra misión y objetivo. Estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación, mejorar el rendimiento del producto y desarrollar nuevos productos rentables para satisfacer las demandas de varios clientes y mercados. Todos nuestros productos cumplen con los estándares internacionales de calidad, como ISO13485, CE, FDA.

Nuestros productos se han exportado a Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, etc.