

Uso único Hoja de cama no tejida

Estilo de lámina desechable: planos, extremos elásticos, extremos cuadrados.

Tamaño: 80x190 + 20cm, 90x200 + 20cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20cm, 180x200 + 20cm ...

Embalaje: 5 piezas / bolsa, 5pcs / AG o 1 PCS / BAG, 50 PCS / CTN.

Material de tela	PP, PP / PE, SMS, SMM,
Estilo	Piso, extremos elásticos, extremos cuadrados, rollo.
Tamaño de las dimensiones	80x190 + 20cm, 90x200 + 20cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20cm, 180x200 + 20cm
Color	blanco, verde, azul, amarillo, rosa, etc.
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000 pcs
Diseño de embalaje	Toda la bolsa interior y la impresión de cartón pueden ser como su diseño.
Embalaje	10pcs / caja, 10 bolsas / CTN o 5 PC / bolsa, 50 piezas / bolsa
Capacidad	Capacidad: 10.000pcs / día,
El tiempo de entrega	1 * 40HQ La hoja de cama desechable se puede terminar dentro de 10-15 días;
Aplicaciones	Hospital, laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller sin polvo.
Puerto fob	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Forma de pago	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,

La especificación del uso individual de alta calidad no tejido.vitrina