

Product details

La característica de la cubierta no tejida hoja de cama, ropa de cama de hospital de goma

Tela	Polipropileno, SMS, PP + PE, o microporosa
Estilo	equipado miLastic reesign,Ideal para todos los tamaños y estilos de cunas refugio
Función	A prueba de humedad
tamaño	83 "L x 35" W, O como sus requisitos
embalaje	Embalaje individual

We también la oferta:

- 1) yovestidos de consuelos, batas de pacientes, batas visita, batas de laboratorio, sobretodo, trajes de matorral, kimono
- 2) tapas del médico, mascarilla, ropa de cama, ropa de cama, fundas de almohada, cubiertas de manga, zapatos, fundas de arranque, etc.

Por qué elegirnos ?

- 1) fabricante directo de sábana con elástico, precio de fábrica;
- 2) 10.000 piezas / día, podemos terminar de 1 * 40 envase del HQ en aproximadamente 15 días;
- 3) CE ISO aprobados por la FDA, calidad estable
- 4) Servicio en 24 horas, la muestra se puede acabar en 2 días, muestra gratis.

Product display

The regular shipment way



FAQ

P1: .How, dar solución a los problemas de calidad en su caso?

R: Nuestra fábrica pagará la mayor atención a los problemas de calidad. profundamente vamos a investigar la causa raíz de los problemas

y encontrar la mejor solución para evitar cualquier problema futuro.

Mientras tanto vamos a correspondiente compensación por nuestros clientes.

P2: ¿Cuál es su fecha de caducidad productos?

R: Alrededor de 3-5 años.

P3: Haga su empresa tiene algún sistema de gestión de la calidad tales como ISO, EN o certificado (s) de la CE?

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. REACH y el informe NELSON.