

Product details

Las indicaciones de la mascarilla

- 1) mascarilla estéril es para el hospital, el personal clínico, médicos y pacientes;
- 2) mascarilla no estéril se puede utilizar para taller libre de polvo, fábrica de alimentos y así sucesivamente.

La característica de máscara de la boca

- 1) Fluido-resistant, alto aliento la capacidad y la protección contra salpicaduras.
- 2) Tipo IIR calidad estandar, cumple la norma EN 14683, norma CE
- 3) La bacteriana eficiencia de filtración (BFE) de 99 por ciento
- 4) Eso's diseño plisado y bandas verticales ofrecen una excelente fi facialt
- 5) Hecha de un material especial de polipropileno, no citotóxico
- 6) Presponsables barra de conformación de la nariz, la barbilla y la protección completa.

Los términos de intercambio de mascarillas

MOQ	100, 000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, Paypal
capacidad de la fuente	1,000000 PC /día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

Product display



The regular shipment way



The happy time with customers



FAQ

P1: .How, dar solución a los problemas de calidad en su caso?

R: Nuestra fábrica pagará la mayor atención a los problemas de calidad.

profundamente vamos a investigar la causa raíz de los problemas y encontrar la mejor solución para evitar cualquier problema futuro.

Mientras tanto vamos a correspondiente compensación por nuestros clientes.

P2: ¿Cuál es su fecha de caducidad productos?

R: Alrededor de 3-5 años.

P3: Haga su empresa tiene algún sistema de gestión de la calidad tales como ISO, EN o certificado (s) de la CE?

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. Informe de alcance y Nelson.